



## ***DRY FLOATATION® OVERLAYMATRAS***

Het ROHO matrassysteem ondersteunt de genezing van decubituswonden tot en met graad 4 decubitus. De patiënt zinkt in het ROHO-matras dat zich aan de natuurlijke contouren van het lichaam aanpast. Dat wil zeggen dat het matras zich aan het lichaam aanpast en niet het lichaam aan het matras. De patiënt ligt in en niet op het ROHO-matras. Het grote oppervlak laat de tegendruk tot een minimum dalen. De bloedsomloop wordt niet onderbroken, maar gestimuleerd. De patiënt ligt ontspannen op het individueel aan hem of haar aangepaste ROHO-matras.

Het ROHO matrassysteem laat bij drukmetingen een optimale drukverdeling zien. Elke individuele luchtcel reageert in 6 bewegingsrichtingen op het bewegen van het lichaam. Daardoor worden de voor de huid schadelijke wrijvingskrachten en frictie krachten geminimaliseerd. De gevoelige huidcellen blijven bloed en voedingsstoffen ontvangen.

### EEN DOORDACHT SYSTEEM

Met enkele eenvoudige handelingen wordt de luchtdruk in het systeem ingesteld op het lichaam van de patiënt. Het ROHO matrassysteem kan dankzij zijn veelzijdige combinatiemogelijkheden met succes worden ingezet in klinische situaties, op ziekenhuisafdelingen en in thuisituaties. Door het geringe eigen gewicht en de eenvoudige bediening vergemakkelijkt het de verzorging van patiënten. Het ROHO DRY FLOATATION oplegmatras is eenvoudig te reinigen.

De afmeting van een basiselement is: 85x50x8cm (BxDxH). Een ROHO matras bestaat uit vier segmenten welke met drukknopen aan elkaar bevestigd worden. Ook is het mogelijk één of meerdere segmenten in een foam matras in te bouwen. Voor de mogelijkheden raadpleeg uw ROHO productspecialist.

Een incontinentiehoes voor het ROHO OVERLAY-MATRAS is als accessoire verkrijgbaar.

