

Steriele, comfortabele elastische wondhechtingsrips voor het betrouwbaar en non-invasief sluiten van wonden.

Leukosan® Strip

Het gebruik van wondhechtingsrips biedt een a-traumatische, snelle, eenvoudige en pijnloze manier om wonden te sluiten.

Wondhechtingsrips geven uitstekende cosmetische resultaten en verkleinen de kans op wondinfecties.



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

De intelligente weefstructuur maakt de strip elastisch. Hierdoor kan de strip zwelling rondom de wond opvangen. Door het gebruik van polyamide is de strip lucht- en waterdampdoorlaatbaar en voorkomt hierdoor maceratie van de huid. De afgeronde hoeken maken blijvend betere fixatie van de strip mogelijk, bovendien is deze voorzien van een hypo-allergene kleeflaag (latexvrij) en dus huidvriendelijk.

TOEPASSINGEN

Wondhechtingsrips kunnen ingezet worden voor het sluiten van niet exsuderende, oppervlakkige wonden (primair en secundair), ter fixatie van huidtransplantaten en ter

ASSORTIMENT LEUKOSAN STRIP


Afmeting	Artikelnr.	aantal strips p/pouch	Inhoud detail verpakking	Inhoud verzend karton	Z-index nummer	Memo- code
Kleinverpakking						
6x 38mm	72628-00	6	1 x 10	16	15371557	LEUKP6
6x 75mm	72628-02	3	1 x 10	16	15371573	LEUKP6
12x 100mm	72628-04	6	1 x 10	16	15371611	LEUKP1
Grootverpakking						
6x 38mm	72629-00	6	1 x 50	4	15371565	LEUKP6
6x 75mm	72629-02	3	1 x 50	4	15371581	LEUKP6
6x 100mm	72629-03	5	1 x 100	4	15371603	LEUKP6
12x 100mm	72629-04	6	1 x 50	4	15371638	LEUKP1
25x 100mm	72629-05	4	1 x 25	4	15371646	LEUKP2

ondersteuning van sub- en intracutane hechtingen bij wonden met weinig trekkracht op de huid.


- Geschikt voor kwetsbare en gevoelige huid
- Comfortabel

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT


- Pijnloos aanbrengen en verwijderen
- Betrouwbare fixatie
- Geen littekenvorming door hechten
- Minimale irritatie van huid rondom de wond
- Geen trekkracht op de huid en wond
- De patient kan (kort) douchen



Leukosan Strip direct na aanbrengen op de wond



Leukosan Strip zet tijdens de oedeemfase uit



Na het afnemen van de zwelling keert Leukosan Strip naar de oorspronkelijke lengte terug.